

Дерматоскоп DermLite Carbon



Мгновенное переключение режимов поляризации

Дерматоскоп DermLite Carbon широко применяется дерматологами для диагностики различных видов рака кожи – меланомы, базальноклеточной карциномы, плоскоклеточного рака кожи – и других кожных заболеваний. Он является усовершенствованием самого первого дерматоскопа с поляризованной подсветкой DermLite DL100. В нём используется две группы из 8 светодиодов каждая: одна группа даёт кросс-поляризованную подсветку, а другая группа даёт линейно-поляризованную подсветку. Кросс-поляризация используется для осмотра глуболежащих структур, а линейная поляризация создаёт чёткое изображение поверхности кожи.

Этот компактный и лёгкий дерматоскоп (его вес всего 90 граммов) обладает всеми возможностями для производства визуальной бесконтактной поляризованной дерматоскопии. 16 ярко-белых светодиодов DermLite Carbon питаются от такой же высокоэффективной долговечной литиевой батарейки (2CR5), как у DermLite DL100.

Стандартная гарантия и комплектация

Все дерматоскопы DermLite имеют 5-ти-летнюю гарантию на детали и сборку. В комплектацию входит дерматоскоп DermLite Carbon, одна литиевая батарейка типа 2CR5, силиконовый чехол с ремешком и инструкция.

Основные особенности:

- 2 режима: с кросс-поляризацией (8 LED) и с линейной поляризацией (8 LED),
- 16 ярко-белых светодиодов (расчётный срок службы 100.000 часов),
- 15-миллиметровая 10-кратная трёхэлементная оптическая линза Hastings[®],
- эргономичный дизайн,
- энергоёмкая литиевая батарейка 2CR5,
- силиконовый чехол и ремешок для ношения,
- вес устройства с элементом питания всего 90 граммов!